



MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE HOMOLOGADA

Mascarilla confeccionada con tejido higiénico reutilizable. Su composición es poliéster de doble capa 140gr/m².

Es reutilizable hasta 74 lavados a 35°C y 63 lavados a 60°C, sin que afecte a las características del tejido.

Cumple las exigencias de la norma **UNE-EN 0065:2020**, con una fiabilidad del $\pm 3\%$.

Eficacia de filtración de aerosoles: $>95\%$. Eficacia de filtración de partículas: $>94\%$. Pruebas realizadas según la norma **UNE-EN 13274**.

Cumple con la determinación de la estabilidad dimensional según norma **ISO 5077:2008**.

Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y líquidos.

Su confortabilidad es adecuada de acuerdo con la morfología media de la población, con un ajuste facial de hasta $>90\%$ (nariz y boca). Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental.

Resistente a la penetración de efecto **hidrófugo**.

La mascarilla se puede esterilizar en cabina de ozono sin alteración de sus características originales.

Permite autoclave de 120°C

Permite desinfección a través de UV.

Filtración de partículas de 0.3 micras de diametro y mayores: al menos 96%.

Las pruebas de solidez de color se han practicado según las normas **UNE-EN ISO-105**.

Resistencia al peeling con una puntuación de 5 (máx. 5) según los protocolos de la norma **UNE-EN ISO 12945-2**.

Respirabilidad de <33 Pa/cm² aproximadamente, tomando como referencia la norma **UNE-EN14683**.

Compatibilidad con la piel: no provoca irritación ni cualquier efecto adverso para la salud.

No se desprende del análisis la presencia de colorantes azoico, así como de aminas según a Directiva Europea **2004/21/CE (24-02-2004)**.

No libera sustancias tóxicas, cancerígenas, mutágenos, alergias, tóxicos para la reproducción y que no sean perjudiciales en condiciones de uso previsible y normal.

No desprende pelusas.

Ensayo de filtración bacteriana (BFE) según **apartado 5.2.2** de la norma **UNE-EN 14683:2019+AC:2019** **93,2**.

Cumple con todo lo que especifica la **Normativa Europea CWA 17553**.

No desprende olores desagradables.

Libre de colofonia.

No es un epis.

MODO DE EMPLEO



HOMOLOGADO POR



Confeccionado en Córdoba por:



Distribuciones RG3 S.L.
C/ Juan Bautista Escudero nº 254-B
14014 Córdoba

957 41 87 29
rg3fijaciones@gmail.com 606 32 32 64
danielrodriguez@rg3print.com 646 47 87 89



RECOMENDACIONES DE LAVADO

A MÁQUINA

No utilizar lejía, podría afectar las características del tejido.

Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar exento de colorantes.

Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar el pre-lavado.

Utilizar el nivel de agua alto en el lavado.

Tiempo del lavado: 8 minutos

Temperatura de lavado: a 35°C.

Acción mecánica reducida.

Detergente humectante.

pH: ligeramente alcalino, no superior al pH 9.

Enjuague solo con agua. 3 ciclos.

El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de blanqueamiento óptico.

Puede usarse secadora hasta 70°C, sobrepasar esta temperatura podría afectar a la funcionalidad de la mascarilla.

Ensayos realizados según norma **UNE-EN ISO 6330:2012**

NOTA: Con ciclos de lavado a 60°C, la mascarilla soporta hasta 63 lavados sin alterar sus características.

A MANO

Para lavado a mano se puede utilizar cualquier detergente comercial exento de blanqueamiento óptico, recomendamos un detergente prebiótico.

TRATAMIENTO DE
CONSERVACIÓN

